

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 446

User-friendly in all fields



- Facile à manipuler et dosage exact
- Les pastilles peuvent être conservées pendant 5 ans dans leur emballage en aluminium
- Exactitude élevée de l'analyse
- Expédition par courrier

Code: 414460

Différentes procédures d'analyse

Les MINIKITs sont proposés avec différentes procédures d'analyse : choisissez entre la procédure manuelle, la procédure de comptage de la turbidité ou à pastilles ou enfin le Speedtest.

Utilisation intuitive

Que vous soyez un professionnel ou non : avec le MINIKIT, vous aurez toujours des résultats exacts et sûrs.

Conçu pour durer

Les réactifs utilisés dans les MINIKITs ont une durée de vie de 5 ans. Et ce n'est pas tout - il n'existe aucune restriction au niveau du transport.

Prêt à l'emploi

La fourniture comprend le kit d'analyse présenté dans une boîte à couvercle rabattable, un récipient pour la mesure, les accessoires nécessaires ainsi que les pastilles de réactif pour env. 30 tests.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Piscines publiques | Secteur énergétique | Services autour des piscines

MINIKIT AF 446

Ils sont faciles à utiliser et prévus pour de multiples domaines d'application dans l'analyse de l'eau.

Grâce à différentes procédures d'analyse, les MINIKITs ont un avantage précieux : leur fiabilité à toute épreuve.

Gamme de mesure

| Test Name | Gamme de mesure |
|-----------------|---------------------------------|
| Dureté calcique | 20 - 800 mg/L CaCO ₃ |

Contenu de livraison

- Kit présenté dans une boîte à couvercle rabattable
- Pastilles de réactifs pour une moyenne de 30 tests
- Récipient de mesure
- Accessoires nécessaires
- Mode d'emploi

Accessoires

| Titre | Code |
|--|--------|
| Brosse, longueur 11 cm | 380230 |
| Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle | 385130 |
| Tube en plastique, gradué 30 ml, avec couvercle | 385132 |

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Sous réserve de modifications techniques
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies